

DUROC

Leírás

Módosított Bis akrilát alapú harapásrögzítő anyag és implantátumok lenyomatvételénél lenyomati felépítmények rögzítésére. Nagyon alacsony lineáris zsugorodás, thixotrop.

Fizikális adatok

Munkaidő+ szájon belüli kötési idő: 1'55" – 2'10"

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

A DUROC polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitist okozhat.

Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse át, és forduljon orvoshoz.

Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg a bőrön. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.

Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.

Kerülje a szájnálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések

Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

Ellenjavallatok

A DUROC használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás:

- Távolítsa el a sapkát a tubusról, és ellenőrizze, hogy nincs –e eltömődve.
- Csatlakoztassa a sárga keverő csőrt a tubusra.
- Helyezze a tubust a keverő pisztolyba.
- A tubus első használatánál nyomjon ki egy kis mennyiséget egy keverő papírra, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két anyag egyforma arányban jön a tubusból.

Harapás rögzítés

- Kissé szárítsa le a fogakat a harapás rögzítés előtt, de ha szükséges akkor izolálja a felszínt vazelinnel, vagy hasonló termékkel.
- Töltse ki az alámenős részeket (pl. hidak) viasszal, vagy folyékony izolálóval (pl.: Notre Dam) .
- A Duroc-ot száraz fogakon használja. A harapás rögzítés körülbelül 3-4 cm hosszú legyen.
- Kérje meg a páciens, hogy harapjon össze, és tartsa csukva, amíg a rögzítő anyag tökéletesen megszilárdul.

- Amint az anyag megkötött (körülbelül 30 másodperc elteltével elér egy rugalmassági fázist), kérje meg a páciens, hogy nyissa ki a száját.
- Vegye ki a szájából a harapás rögzítőt. A teljes kötési idő 2 perc után áll be.
- A harapás rögzítőt fertőtlenítse le.

Implantátumok lenyomatvételi fejeinek rögzítésére

- Rögzítse az implantátum lenyomat vételi felépítményeit.
- Fecskendezze be a DUROC anyagot a lenyomati fejek köré addig, amíg el nem fedí az anyag. Az anyag kötése azonnal elkezdődik.
- Amikor az anyag megkötött, folytathatja a végleges lenyomattal a munkát.
- A lenyomati fejek rögzítését a lenyomattal együtt el lehet távolítani a szájából.

Jegyzet

Használja a DOROC anyagot az egész fogíven szegmensenként (3-4 fog).

Tárolás és élettartam

25°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a DUROC 24 hónapig felhasználható. Hosszú ideig ne tárolja hűtőszekrényben (pl.: éjszaka, hétvégén). Ha hideg az anyag, akkor merevebb az állaga. A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarabb vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot.

Tárolás & Eltarthatóság

Duroc – 50 ml dual fecskendő+ 10 darab sárga keverő csőr

DU-50

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.