

ELSOTEMP

Leírás

Zinc oxide és szintetikus ideiglenes cement, magától keményedő. Használat közben nem tágul.
Eugenolmentes, nem gátolja a gyanták és a kompozitok polimerizációját.
A fluorid leadás kariosztatikus.

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

Az Elsotemp Cink szulfátot tartalmaz ami irritálhatja a szemet.

Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz.

Lenyelése veszélyes. Ne igyon semmit! Ne hánytassa magát, forduljon orvoshoz!

Óvintézkedések

Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt.

Ellenjavallat

Az Elsotemp használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a Cink szulfátra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás:

Fecskendő

Távolítsa el a védő kupakot a fecskendőről, az anyag vastagsága miatt lassan tekerje ki a fecskendőt az óramutató járásával megegyező irányban, hogy pontosan a szükséges cement mennyiséget kapja.

Legyen türelmes: El fog tartani pár másodpercig amíg az anyagot ki tudja nyomni. Használat után az óramutató járásával ellenkezőleg tekerje vissza a fecskendőt, így megakadályozza, hogy az anyag kifolyjon. Helyezze vissza a védő kupakot.

Tégely

Egy spatula segítségével vegye ki a szükséges mennyiséget. Zárja vissza a tégely tetejét használat után.

Használat

Spatulával helyezze be a cementet az üregbe, az anyag azonnal elkezd keményedni, ahogy nyállal érintkezik. Eltávolítani ultrahangos eszközzel vagy szondával lehetséges.

Tárolás & Eltarthatóság

Hűvös, száraz, jól szellőző, páramentes helyen tartandó. 12°C és 25°C között tárolja. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja az ELSOTEMP 48 hónapig felhasználható.

Kiszерelés

Három konzisztenciában érhető el: Szürke/Lágy – Fehér/Normál- Pink/Kemény

Elsotemp – Dobozonként 3 x 28g fecskendő

TPS-B (fehér) - **TPS-R** (pink) –

Elsotemp – Dobozonként 6 x 28g tégely

TPP-G (szürke) - **TPP-B** (fehér) - **TPP-R** (pink)

Elsotemp – 1 x 28g tégely

TPP-G1 (szürke) - **TPP-B1** (fehér) - **TPP-R1** (pink)

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.