

G-ETCH

Leírás

A G ETCH egy fogászati savazó gél 38% foszfor savat tartalmaz. Közepes viszkozitású zselé, nem szárít, thixotropic, könnyen, gyorsan lemosható, kiváló vízben való oldhatóság, nagyon jó kontrasztot ad.

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

A G ETCH foszfort tartalmaz, ami légúti irritációt, súlyos égési sérülést, és szemkárosodást okozhat.

Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljék le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.

Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Lenyelése veszélyes. Alaposan öblítse ki a száját. Ne hánytassa magát, forduljon orvoshoz!

Óvintézkedések

Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

Ellenjavallatok

Ismeretlen

Használati utasítás:

1. Tisztítsa meg a zománc felszínét olaj mentes és fluorid mentes pasztával, mielőtt a savat használja.
2. Használja a G-ETCH-et a zománcra és a dentinen. 20másodperc az ajánlott idő.
3. Bőséges mennyiségű vízzel mossa le a G-ETCH-et. Ne keverje más folyadékkal, mint például nyál.
4. Hagyja a felületet vizesen, vagy szárítsa le levegővel, attól függően, hogy a használati utasításban mi az előírás a bond-nál. A savval kondicionált felszín krétás- fehér elváltozást mutat. Ha nem, akkor ismételve meg újra a G-ETCH használatát a 2-3 pont szerint.

Töméskészítés Jumbo készlettel

Fontos figyelmeztetés

A tömés készítés során viseljen védő szemüveget.

1. Távolítsa el a védő kupakot a fecskendő végéről.
2. Készítse elő a 3 ml-es fecskendőt, helyezze fel a nagy fecskendőt a kisebb fecskendő csőr végére.
3. Biztonságosan illessze össze a két fecskendő végét (az üres 3 ml-es és az 50 ml-s teli fecskendőt) az 50 ml-es fecskendőt óramutató járásával megegyező irányban tekerje ki, úgyhogy a a 3 ml-es fecskendőt óvatosan kihúzza.
4. Húzza ki a 3 ml-es fecskendőt, hogy feltöltse. Soha ne nyomja meg a nagy fecskendőt (50 ml).
5. Amikor a 3 ml-es fecskendő tele van, enyhén nyomja a dugattyút, hogy ne szivárogn az anyag amikor a két fecskendőt elválasztja egymástól.
6. Távolítsa el a fecskendőket az egyik kezével tartsa a kis fecskendőt a másik kezével tekerje ki az óra mutató járásával ellenkező irányába tekerje ki a nagy fecskendőt.
7. Helyezze fel a védő kupakokat a fecskendők végére, amíg nem használja.
8. A sav gél használatakor távolítsa el a kupakot a 3 ml-es fecskendő végéről, és helyezze fel az egyszerű használatos tű véget.

Tárolás & Eltarthatóság

Hűvös, száraz, jól szellőző, páramentes helyen és fénytől védve tárolandó. Tartsa távol hő forrásoktól, fémektől, alkáli alapú anyagoktól. Légmentesen elzárva tárolandó. 24°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a G ETCH 2 évig felhasználható.

JUMBO kiszerelés: Tartsa az 50 ml-es fecskendőt a hűtőben.

Kiszerelés

MET- 24 -24 x 1.2ml fecskendő.

MET-6 - 4 x 1.2ml fecskendő + 8 egyszer használatos tű vég.

JKB/JKV - 1 x 50ml tároló fecskendő (kék vagy zöld) + 5 üres fecskendő + 40 egyszer használatos tű vég.

JRB/JRV - 1 x 50ml tároló fecskendő (kék vagy zöld)

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.