

HARMONY

Leírás

A Harmony vinyl polysiloxane lenyomat anyag, amit magas precizitású fogászati lenyomat anyagnak fejlesztettek ki. Rendkívül hidrokompátibilis anyag, thixotrop, matt felületű.

Kötési idő

HLF-100: Alacsony viszkozitás, gyors kötési idő (narancssárga).

Megmunkálási idő: 1 perc 30 másodperc

Teljes kötési idő 23°C-on: 2 perc

HLN-100: Alacsony viszkozitás, normál kötési idő (zöld)

Megmunkálási idő: 2 perc 15 másodperc

Megmunkálási idő: 3 perc 30 másodperc

HM-100: Közepes viszkozitás, (lila)

Megmunkálási idő: 1 perc 45 másodperc

Teljes kötési idő: 3 perc 10 másodperc

HPN-600: Lágú alap, normál kötési idő (sárga)

Megmunkálási idő: 2 perc 30 másodperc

Teljes kötési idő: 3 perc 30 másodperc

HPF-600: Lágú alap, gyors kötési idő (kék)

Megmunkálási idő: 1 perc 45 másodperc

Teljes kötési idő: 2 perc

Ellenjavallatok

A Harmony használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a vinylpolysiloxane anyagokra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás:

- Távolítsa el a védő kupakot a tubusról, ellenőrizze, hogy a két nyílás nincs e eltömődve.
- Csatlakoztassa a sárga keverő csőrt és a sárga intraorális csőr véget a tubusra.
- Helyezze be a tubust a keverő pisztolyba.
- A tubus első használatánál nyomjon ki egy kis mennyiséget egy keverő papírra, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két anyag egyforma arányban jön a tubusból. Dobja ki a kinyomott anyagot.

Lenyomat vétel

Egy lépéses technika

Ajánlott anyagok: HPN-600 és HM-100.

- Óvatosan távolítsa el a retrakciós fonalat, vagy mossa ki a retrakciós anyagot a szulkusból. Mossa és szárítsa ki.
- Kézzel keverje össze az alap és a katalizátor anyagot 1:1 arányban és helyezze bele egy perforált fém lenyomat kanálba.
- Amíg megtölti a lenyomat kanalat, mossa és szárítsa le a preparált fogat.
- Attól függően, hogy hány fogról van szó, egy időben töltse meg a lenyomat anyagot a kanálba és folyassa körbe a híg anyagot a preparált fog körül.
- Vigyázzon, hogy ne lépje túl az anyag kötési idejét, hogy elkerülje a lenyomat pontatlanságát és hiányosságát.
- Lassan helyezze be a szájba a kanalat és tartsa fix pozícióban.
- Várja meg amíg az agyag teljesen megköt, és vegye ki a szájból a lenyomatot.
- Mossa le és fertőtlenítse a lenyomatot, és küldje el a fogtechnikai laborba.
- Tartsa be a gyártó utasításait.

Két lépéses technika

Ajánlott anyagok: HPF-600 és HLF-100 vagy HLN-100.

- Óvatosan távolítsa el a retrakciós fonalat, vagy mossa ki a retrakciós anyagot a szulkusból. Mossa és szárítsa ki.
- Kézzel keverje össze az alap és a katalizátor anyagot 1:1 arányban és helyezze bele egy perforált fém lenyomat kanálba.
- Lassan helyezze be a szájba a kanalat és tartsa fix pozícióban.
- Várja meg amíg az agyag teljesen megköt, és vegye ki a szájból a lenyomatot.
- Készítsen alávágásokat a szilikonban, az interdentális részeken, vágjon elvezetések, ha szükséges.
- Tisztítsa le és szárítsa meg a lenyomatot az alap és a híg anyag közötti optimális tapadás érdekében.
- Helyezze be a híg lenyomat anyagot az előkészített alap lenyomatba, tisztítsa le és szárítsa a preparált fogakat, intraorális csőr segítségével folyassa körbe az anyagot, kerülje a buborékok keletkezését.
- Helyezze be a szájba a kanalat és tartsa fix pozícióban.
- Várja meg amíg az agyag teljesen megköt, és vegye ki a szájból a lenyomatot.
- Mossa le és fertőtlenítse a lenyomatot, és küldje el a fogtechnikai laborba.
- Tartsa be a gyártó utasításait.

Storage & shelf-life

12°C és 25°C között tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a Harmony 24 hónapig felhasználható.

Kiszerezés

Harmony light & medium – 2 x 50ml dual tubus + 10 db sárga keverő csőr

HM-100 (közepes konzisztencia, normál kötési idő)

HLF-100 (lágy konzisztencia – gyors kötési idő)

HLN-100 (lágy konzisztencia – normál kötési idő)

Harmony light & medium – 4 x 10ml dual fecskendő + 10 db barna keverő csőr +10 db intraorális csőr vég

HM-40 (médiüm konzisztencia – normál kötési idő)

HLF-40 (lágy konzisztencia – gyors kötési idő)

HLN-40 (lágy konzisztencia – normál kötési idő)

Harmony putty soft – 2 x 300ml jars (alap + katalizátor)

HPF-600 (lágy alap – gyors kötési idő)

HPN-600 (lágy alap – normál kötési idő)

Fontos utasítások

- A keverő csőrt tartsa a tubuson.
- Soha ne használja újra a tubus kupakját, mert ha újra használja a záró kupakot az kereszt fertőzést hozhat létre és az anyag korai polimerizációját okozza.
- Ne érintse a lenyomat anyagot late kesztyűvel, mert gátolhatja a polimerizációt.
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.