

HEALDENT

Antibakteriális alapozó

Összetétel

HEMA - Benzalconium Klorid - Sodium Fluorid - Víz

Használati utasítás:

- HEMA (hydrophil resin): lezárja a dentin tubulusokat – fiziológiai barriert képezve – és megakadályozza a bakteriális infiltrációt
- Benzalconium klorid: Antiszeptikus hatású, eliminálja a reziduális flórát - amely gyakran felelős a posztoperatív hiperszenzitivitásért (főleg frontfogakban) és fokozza a szabaddá vált gyökérfelszín érzékenységét.
- Sodium Fluorid: csökkenti a gyökér-caries gyakoriságát, remineralizálja a dentint, támogatva ezzel a hosszú távú deszenzibilizációt.

Javaslat

Alapozóként használva

1. Készítse elő az üreget, ha túl mély, akkor alkalmazzon kalcium hydroxidot mielőtt a HEALDENT-et használná.
2. Nem szükséges teljesen megszáritani a dentin felszínét mielőtt a HEALDENT-et használja: egy kis nedvesség elfogadható.
3. Miután a zománc és dentin határát kondicionálta, vigye fel a HEALDENT-et a dentinre egy egyszer használatos ecset segítségével, és finoman dörzsölje be a felszínt. Ne mossa le!
4. Várjon 15 másodpercet és óvatosan fújja szárazra. Ezután fényre kötő bondot használjon(a HEALDENT az összes bonddal kompatibilis).
5. Használjon fényre kötő kompozitot.

Deszenzibiláció

1. Technika

1. Amennyiben a fog nem túl érzékeny, tisztítsa meg a fognyaki területet, és mossuk le.
2. Vigye fel a HEALDENT-et a dentinre egy egyszer használatos ecset segítségével, és finoman dörzsölje be a felszínt 30 másodpercig.
3. Óvatosan fújja szárazra. Ne mossa le!
4. Ismételje meg az előző lépést ha szükséges.

2. Technika

Ha a terület túl érzékeny a mechanikus tisztításhoz:

1. Használja közvetlenül a HEALDENT-et, kövesse az 1.-es technikát.
2. Óvatosan fújja szárazra. Ne mossa le!
3. Vigye fel másodszor is a HEALDENT-et.
4. Ha a páciens másodsorra sem túl érzékeny, használja a HEALDENT-et harmadszor is. Ha érzékeny akkor alkalmazzon helyi érzéstelenítőt mielőtt használja.

1. Technika

Egyéb indikációs területek

- Fogfehérítés után.
- Fogkő eltávolítás után, parodontális kezelés után
- Olyan extrém esetekben, amikor a fognyaki érzékenység folyamatosan fenn áll.

Tárolás & Eltarthatóság

Az élettartama három év ha 12°C és 25°C között tárolja.

Ellenjavallat

Ellenjavallatok

A HI SEAL használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a HEALDENT bármely összetevőjére.

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.