

HEMOSAL

Leírás

Adsztringens zselé - 25% alumínium szulfát

Előre töltött fecskendő, gél formában: Higiénikus és ergonomikus kiszerelés.

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

A Hemosal Alumínium Szulfátokat tartalmaz, amely irritálhatja a bőrt és a szemet.

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.

Óvintézkedések

Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt.

Ellenjavallat

A Hemosal használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás az Alumínium Szulfátra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás

Tegye fel az egyszer használatos csőrt a fecskendőre.

Lenyomatvételnél

Finoman vigyen be egy vékony réteget közvetlenül a szulkuszba.

Válassza ki a retrakciós fonalat (00, 0 vagy 01).

A géllal bevont fonalat vigye be a szulkuszba. Várjon 2-6 percet. Távolítsa el a fonalat, mossa és szárítsa a területet.

Vegye le a lenyomatot a megszokott módon.

Parodontológia területen

Használja a Hemosal-t közvetlenül a vérzékeny területen aplikátorral vagy Elsobrush-al.

Várjon 2-4 percet, majd mossa le.

Endodoncia területen

Tegyen egy papírcsúcsot a zselébe, majd helyezze a papírcsúcsot a vérzékeny csatornába. Várjon 20-30 másodpercet. Szükség esetén ismétlje meg az előzőket.

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Tárolás & Eltarthatóság

12°C - 25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a HEMOSAL 2 évig felhasználható.

Kiszerelés

HSA-6 4x1.5g fecskendő + 8 fekete csőr vég.

LTL 100 db intraorális fekete csőr vég.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.