

## **PROREZ**

### **Leírás**

Duál kötésű ideiglenes tömőanyag. A rugalmas állag segíti a könnyű eltávolítást alámenős részek estén is. A fecskendő segítségével közvetlenül használhatja az üregben. A Prorez fluoridot és folyamatosan felszabaduló fluorid ionokat tartalmaz.

Minden típusú töméshez, de különösen inlayk és onlayk üregéhez ajánlott.

### **Figyelmeztetések!**

A Prorez polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az ornyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitist okozhat. Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel. Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

### **Óvintézkedések**

Kofferdam vagy megfelelő izoláció használata ajánlott. Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

### **Ellenjavallat**

A Prorez használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre.

### **Használati utasítás:**

- Preparáljon, vegyen lenyomatot a szokásos módon. Mossa és szárítsa ki az üreget.
- Az intraorális csőr segítségével vigye be az anyagot az üregbe, alakítsa ki a széleket a megfelelő eszköz segítségével (pl.: spatula).
- Használja inlay és onlay technikáknál, töltsse ki az approximális kontakt pontokat viasz mentes fogselyemmel vagy matricával a használat előtt.
- Miután teljesen megkötött az anyag, ellenőrizze az okklúziót.
- A felesleg fúróval eltávolítható. Polírozáshoz használjon szilikon gumit.

### **Az ideiglenes tömőanyag eltávolítása**

Egy merev eszközzel eltávolítható az ideiglenes tömőanyag.

### **Elővigyázatosság**

Előfordulhat, hogy könnyen tapad a fogászati gyantákhoz, és alapozókhöz (pl.: fényre kötő anyagok). Az ilyen esetekben használjon szigetelő anyagot (pl.: glicerin, vazelin). Kerülje az eugenol tartalmú anyagok használatát, mivel ezek akadályozhatják a PROREZ tapadását. A PROREZ enyhe tágulása egy szoros vízhatlan gátat biztosít ideiglenes helyreállítás esetén.

A Prorez diurethane dimetakrilátot, BHT-t, polimeretket és fluoridot tartalmaz.

### **Tárolás és eltarthatóság**

23°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a PROREZ 24 hónapig felhasználható. Hosszú ideig ne tárolja hűtőszekrényben (pl.: éjszaka, hétvégén). A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarabb vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot.

### **Presentation & references**

PRZ-16 - 2 x 5ml dupla fecskendő + 20 keverő csőr  
+ 20 intraoralis csőr

### **Fontos utasítások**

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

### **Utasítás**

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetett hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.

