

SEAL TEMP

Leírás

A Seal Temp resin alapú ideiglenes ragasztó cement.

Sokrétű használat ideiglenes cementként természetes fogakon vagy végleges ragasztóként koronák ragasztásához implantátumokon. A SEAL TEMP áttetsző bézs árnyalata tökéletesen alkalmazható ideiglenes ragasztóként az esztétikus elemekhez (héjjakhoz, onlay-khoz). Hosszú távon kiváló ellenállást biztosít a szájból lévő mechanikus erővel szemben.

Fizikai tulajdonságok

Vízben való oldhatóság: Elhanyagolható

Radiopaq

Rétegvastagság: < 20 µ

Munka idő+ kötési idő 1 perc

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

A SEAL TEMP polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az ornyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitist okozhat.

Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse át, és forduljon orvoshoz.

Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg a bőrön. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljék le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.

Bőrzérékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.

Kerülje a szájnálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések

Kofferdam vagy megfelelő izoláció használata ajánlott. Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

Ellenjavallat

A SEAL TEMP használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás

Seal Temp, Dupla fecskendő

1. Távolítsa el a sapkát a tubusról, nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két anyag egyforma arányban jön a tubusból.
2. Csatlakoztassa a keverő csőrt a tubusra.
3. Óvatosan nyomja meg a fecskendőt, de ne nagy erővel, hogy az anyag elkezdjen kifolyni. Nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, és vékonyan kenje bele az ideiglenes korona belsejébe.
4. Tartsa a helyén az ideiglenes koronát.
5. Távolítsa el a felesleget azonnal.
6. Tartsa a keverő csőr végét a tubuson a következő használatig.

Seal Temp, 2 fecskendő

1. Mérjen ki két egyenlő részt egy keverő papírra az A és a B pasztából.
2. Egy spatula segítségével keverje össze 10-15 másodpercig.
3. Kenjen egy vékony réteget az ideiglenes korona belsejébe és tartsa a helyén a koronát.
4. Távolítsa el a felesleget azonnal.

Jegyzet

A Seal-Temp megfelelő retenciót biztosít alacsony csomkok esetében.

Tárolás és eltarthatóság

25°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a SEAL TEMP 24 hónapig felhasználható. Hosszú

ideig ne tárolja hűtőszekrényben (pl.: éjszaka, hétvégén). Ha hideg az anyag, akkor merevebb az állaga. A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarabb vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot.

Kiszerezés

STD-16 - 2 x 5ml dupla fecskendő + 20 db keverő csőr.

ST-25 - 2 x 12.5g fecskendő (alap + katalizátor).

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.