

INNOCEM

Leírás/ Indikáció

Duál kötésű, önsavazó, univerzális használatra, végleges beragsztáshoz minden típusú restaurációhoz, függetlenül attól, hogy élő vagy élettelen fogról van szó. A kettős fecskendő lehetővé teszi az alap/katalizátor gyors használatát. Az extra-fine intraorális csőr megoldást jelent minden helyzetben.

- Végleges cementezésre, kerámiából (szilanizált), kompozitból vagy fémből készült inlay-k, onlay-k ragasztására.
- Végleges cementezésre Zirkónium, fém+ kerámia, kompozit+kerámia, kompozit, vagy fém koronák és hidak beragsztására természetes fogaokon vagy implantátumon.
- Végleges cementezésre fém, üvegszálás vagy karbon endodonciai csapoknál.

Összetétel

Organikus mátrix: methakrylát keverék.

Töltő anyag: Ásványok

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

Az Innocem polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az ornyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitist okozhat.

Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse át, és forduljon orvoshoz.

Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg a bőrön. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.

Bőrrérezékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.

Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések

Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

Ellenjavallat

Az Innocem használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás

Előkészítés fém, kompozit, Zirkónium, és Aluminium-oxid kerámia restaurációknál

A nem savazandó felületeket tisztítsa le homokfűjővel. Alkoholal tisztítsa meg a pillér fogat, majd szárítsa le levegővel.

Előkészítés üvegszálás csap beragsztásánál.

Alkoholal tisztítsa meg a csapot, majd szárítsa le levegővel. Amikor az Elsodent Fiber Post-ot használja, nem szükséges a silan alkalmazása. Más szálerősítésű csapoknál kövesse a gyártó utasításait.

Cementezésnél

A pulpa irritációjának érdekében (élő fogaknál), használjon calcium-hydroxid alapozót a mély területeken.

1. Távolítsa el a sapkát a fecskendőről, nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két anyag egyforma arányban jön a fecskendőből.
2. Csatlakoztassa a keverő csőrt a fecskendőre.

Cementezés indirekt restaurációknál (inlayk, onlayk, koronák vagy hidak)

1. Távolítsa el az ideiglenes fogművet.
2. Távolítsa el az ideiglenes ragasztó anyagot a preparált fogról vagy az implantátum felépítmény felszínéről.
3. Alaposan öblítse le.
4. Szárítsa le a preparált fogat vagy az implantátum felépítményt.
5. Próbálja be a restaurációt, ellenőrizze a megfelelő illeszkedést, különösen a széleken.
6. Óvatosan nyomja meg a fecskendőt, de ne nagy erővel, hogy az anyag elkezdjen kifolyni. Nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, és vékonyan kenje bele az ideiglenes korona belsejébe.
7. Óvatosan helyezze fel fogművet a preparált fogra vagy az implantátum felépítményre, a cement ki fog csordulni.
8. Amikor a cement konzisztenciája eléri a gél állapotot, polimerizálja lámpával 2-3 másodpercig, majd távolítsa el a felesleges cementet. Tartsa erősen fogművet 2 perc 30 másodpercig (önkötő mód).
9. Polírozza egy polír csíkkal vagy gumi haranggal.

10. Ellenőrizze az okklúziót.

Jegyzet

Ha túl alacsony a preparált fog, kerámia héjjak esetében a jobb tapadás érdekében kondicionálja a csonkot. Arany korona esetén primer használata javasolt.

Cementezés gyökér csap esetén

Csatlakoztassa az Xfine intra-orális csőrt a keverő csőrre a gyökér csatornánál alkalmazva.

1. Preparálja a gyökér csatornát és öblítse át sodium hypoklorittal (NaOCl).
2. Válassza ki és próbálja be a csapot a csatornába.
3. Kenje be cementtel a csapot és amennyire lehetséges mélyen helyezze be a csatornába, alkalmazza az Innocem-et. Tartsa az intraorális csőrt a a cementen és lassan mozgassa lefelé.
4. A cementtel bekent csapot helyezze be a gyökér csatornába, enyhe nyomással tartsa a csapot a helyén, a behelyezés során kissé forgassa meg, hogy elkerülje a buborékok kialakulását.
5. Hagyja, hogy a cement szabadon kifolyjon a csatornából.

Héj cementezés

1. Savval marja meg a fog felszínét 15 másodpercig (37 vagy 38%-os foszfor sav).
2. Alaposan öblítse le a felesleget és szárítsa le (ne szárassza).
3. Alkalmazza a Healbond Duo-t (olvassa el a használati utasítást), finoman ecsetelje be a dentin felszínét 15 másodpercig, fújja szárazra 3 másodpercig, majd világítsa meg 10 másodpercig.
4. Kenje közvetlenül az Innocem-et a héj felszínére. Óvatosan helyezze fel a héjkat a fogra, és hagyja, hogy a felesleg kifolyjon.
5. Tartsa a héjat a vestibuláris felszínen, világítsa meg a héjon keresztül néhány másodpercig.
6. Miután eltávolította a felesleges cementet vizsgáltsa meg a belső felszínt és köztes részeket 10 másodpercig.

Kötési idő

A végleges kötési idő önkötő módon 37°C-on 3 perc, lámpával polimerizálva 30 másodperc.

Tárolás és eltarthatóság

4°C és 9°C közötti hőmérsékleten tárolandó (hűtőszekrényben). A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarabb vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, az Innocem 24 hónapig felhasználható.

Kíszerelés

NC-10 – TA2: 1 x 5ml fecskendő + 10 db keverő csőr + 5 intra-oral csőr Xfine – Transparens A2 árnyalat

NC-10 – A3: 1 x 5ml fecskendő + 10 db keverő csőr + 5 intra-oral csőr Xfine – A3 árnyalat

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.